

Produktdatenblatt

Identifikation des Präparates und Unternehmens

Handelsname:	Cool Fix Einwegkältepackung Fixit & Fixine Einwegkältepackung für Kinder
Produzent:	Cool Fix Pontoppidansvej 5, 7400 Herning Tel.: (+45) 70 25 10 00 E-Mail: mail@cool-fix.dk

Gefahrenerkennung

Bei korrekter Anwendung keine bekannte Gefahren für den Verwender

Zusammensetzung / Angaben zu den Bestandteilen

Beschreibung:	Einwegkältepackung, wird angewendet für Kältetherapie. Reduziert Schwellungen und lindert Schmerzen in Verbindung mit beispielsweise Verstauchungen, Brüchen und Stößen. Produkt aus Carbamid, Gel und Wasser.
Aktivierung:	Den inneren Beutel ertasten und das rote Feld an der Seite der Packung so drücken, dass der innere Beutel platzt und die Kältepackung aktiviert wird. Die Kältepackung schütteln und den Inhalt gleichmäßig verteilen.

Erste-Hilfe Maßnahmen

Augenkontakt:	Kontakt mit Augen und offenen Wunden vermeiden. Bei Kontakt sofort gründlich mit Wasser ausspülen. Falls erforderlich, Arzt aufsuchen.
Einnahme:	Darf nicht eingenommen werden. Bei Einnahme Milch oder Wasser trinken und Erbrechen herbeiführen. Im Fall von Beschwerden Arzt aufsuchen.

Produktdatenblatt

Verhalten im Brandfall

Geeignete Löschmittel:

Keine Begrenzungen

Verhalten im Gefahrfall

Freigesetzte Menge:

Mit Material mit guter Saugfähigkeit aufsaugen. Kleine Mengen können ins Abwasser gespült werden.

Handhabung und Aufbewahrung

Handhabung:

Kein Loch in die Kühlpackung stechen, da dies diesen deaktivieren würde.

Lagerung:

Frostfrei und vor Stößen geschützt lagern.

Schutzmaßnahmen

Schutz der Atemwege:

Nicht erforderlich

Handschutz:

Nicht erforderlich

Augenschutz:

Nicht erforderlich. Kontakt mit Augen vermeiden.

Umweltauskunft

Die Kältepackung enthält nur natürliche, biologische Produkte wie Wasser und Carbamid.

Sachgerechte Entsorgung

Umweltfreundlich, zur Entsorgung dem gewöhnliche Hausabfall zuführen.

Transportregeln

Kein Gefahrgut.